

SF Gesichtsmaske



Produktbeschreibung

Unsere Mund-Nasen-Schutzmasken sind für die einmalige Verwendung bestimmt und zeichnen sich durch geringes Gewicht und hohe Luftdurchlässigkeit aus. Als zertifiziertes Medizinprodukt reduzieren Sie effektiv die Möglichkeit einer Ansteckung. Auch für Brillenträger geeignet.

Anwendung & Vorteile

Anwendung	Vorteile
Der Mund-Nasen-Schutz wird zur Abwehr von Keimen, Viren oder Pollen verwendet. Sie verringern das Ansteckungspotential z.B. von Tröpfcheninfektionen. Zusätzlich vermindern sie Infektionsverbreitungen bei Epidemien oder Pandemien.	Angenehmer und hoher Tragekomfort sowie fester Sitz, durch die Nasenbügel, Ohrschlaufen oder Bindebänder an jede Gesichtsform anpassbar, diverse Farbauswahl je nach Branche, hautverträglich, latexfrei, glasfaserfrei.

Qualität

Qualitätsmanagementsystem	CE-Kennzeichnung	Normkonformität
DIN EN ISO 13485	Medizinprodukt Klasse I nach 93/42/EWG	DIN EN 14683

Eigenschaften

Material	PP-Spinnvliesstoff
Konfiguration	3-lagig, mit elastischen Ohrschlaufen oder mit Bindebändern, Typ I, Typ II oder Typ IIR
Farben	Weiß, blau, rosa, grün
Haltbarkeit	5 Jahre

Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

Produktdatenblatt: SF Gesichtsmaske

☰ Artikel

Artikelbeschreibung	Befestigung	Typ	Farbe	Box-Inhalt	Art.Nr.	PZN
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	I	Weiß	50 St.	10.404.003	15582976
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	I	Blau	50 St.	10.404.019	16163603
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	I	Grün	50 St.	10.404.015	16163626
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	I	Rosa	50 St.	10.404.016	16163632
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	II	Blau	50 St.	10.404.018	16809488
SF Gesichtsmaske	Bindebänder	II	Blau	50 St.	10.404.030	16809471
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	IIR	Weiß	50 St.	10.404.032	17280475
SF Gesichtsmaske	Oherschlaufen	IIR	Blau	50 St.	10.404.033	17280481

📦 Produktmarkierung

