

SF Vinyl Untersuchungshandschuhe



📄 Produktbeschreibung / Product Description

Vinyl Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch, unsteril, puderfrei
/ Vinyl examination gloves, disposable, non-sterile, powder free

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	S	transparent	100 St. / pcs	60.102.020	13351310
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	M	transparent	100 St. / pcs	60.102.021	13351327
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	L	transparent	100 St. / pcs	60.102.022	13351333
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	XL	transparent	100 St. / pcs	60.102.023	13351356

Artikelbeschreibung / Article description	Größe / Size	Farbe / Color	Box-Inhalt / Content	Art.Nr. / REF	PZN
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	S	transparent	200 St. / pcs	60.101.013	---
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	M	transparent	200 St. / pcs	60.101.014	---
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	L	transparent	200 St. / pcs	60.101.015	---
Vinylhandschuhe / Vinyl gloves	XL	transparent	200 St. / pcs	60.101.020	---

🔑 Hilfsmittelnummer: 54.99.01.1001

 **Qualität / Quality**

- Qualitätsmanagementsystem nach / *Quality Management System according to* DIN EN ISO 13485
- CE-Kennzeichnung: Medizinprodukt Klasse 1 nach / *CE marking: Medical Device Class 1 according to* 93/42/EWG / *MDD 93/42/EEC*
- Normkonformität / *Standard conformity* EN 455 1- 4, ISO 11193 - 2

 **Eigenschaften / parameters**

- puderfrei, latexfrei / *powder free, latex free*
- beidhändig tragbar / *ambidextrous*
- mit Stulpe und Stulpenrand / *with rolled cuff*
- Haltbarkeit: 5 Jahre / *Shelf life: 5 years*

 **Physikalische Eigenschaften / Physical parameters**

Größe / Size	Länge / length in mm	Breite / width in mm	Wandstärke einzelne Wand / thickness single wall in mm, min	Reißfestigkeit / force at break	Dehnbarkeit / elongation
min			alle Größen / all sizes	vor Alterung / before aging	
S	240	80 ± 10	Finger / finger min 0,05	min 3,6 N	min 300%
M	240	95 ± 10		nach Alterung / after aging	
L	240	110 ± 10	Hand / palm min 0,08		
XL	240	≥ 110		min 3,6 N	min 300%

 **Produktmarkierungen / product markings**

